

ALLG. DEFINITION: Netzwerk-Scanner Avison AD240U

Zur Durchführung von umfangreicheren Scan-Aufträgen empfiehlt mmOrthosoft® auf den Netzwerkscanner Avison AD240U zurückzugreifen.

Unterstützte Betriebssysteme:

Windows 7, 8, 8.1, 10

Anschlussmöglichkeiten:

USB, LAN, WLAN

Funktionen:

Einzelblatteinzug

Scan-2-Mail - Scannen und sofort an email-Empfänger senden

Duplex-Scan - Scant Vorder und Rückseite in einem Scan-Auftrag



Anmerkung:

Dieser Scanner ist nach Installation der Treibersoftware des Herstellers sofort in mmOrthosoft eingebunden und betriebsbereit. ?

Installationsanleitung:

Installieren Sie die Treibersoftware des Herstellers.

Diese erhalten sie von der folgenden Website:

<https://www.avision.com>

Installation in mmOrthosoft:

Siehe ID ??????? Twain Ansteuerung

Siehe Scandialog (eine individuelle Anpassung für einen einzelnen Scanner ?) Xbase 2.0