

ALLG. DEFINITION: Rezeptdrucker Epson TM-U590

Grundsätzliche Informationen:

Der mitgelieferte Druckertreiber darf nicht installiert werden. Diese Komponente wird direkt mit einem in mmOrthosoft® integrierten Treiber angesprochen. Im Programm muss nur der Drucker und die Schnittstelle eingestellt werden. Es können nur Drucker mit serieller oder paralleler Schnittstelle eingesetzt werden. Die USB Schnittstelle am Drucker wird nicht unterstützt!

An jedem unterstützten Gerät befinden sich DIP-Schalter unter einer Metallplatte. Diese müssen immer entsprechend des Druckers eingestellt sein.

Dip-Schalter Seriell: DSW-1

ON = 7

OFF = 1,2,3,4,5,6,8

Dip-Schalter Seriell: DSW-2

ON =

OFF = 1,2,3,4,5,6,7,8

Dip-Schalter Parallel: DSW-1

ON= 7,5

OFF = 1,2,3,4,6,8

Dip-Schalter Parallel: DSW-2

ON =

OFF = 1,2,3,4,5,6,7,8



Unterstützte Betriebssysteme:

Windows Vista,
Windows 7,
Windows 8,
Windows 10,
Windows Server 2008,
Windows Server 2012,
Windows Server 2016

Einrichtung in mmOrthosoft®:

Die Einrichtung für die Ladenkasse erfolgt unter **Extras - Ladenkassen-Installation**. Die Einrichtung des Rezeptdruck erfolgt unter:

Extras - System-Einstellungen - Rechner - Sonderhardware

Wenn es sich um eine neue Kasse handelt, muss diese unter **Extras - Inventar** dem entsprechenden Rechner zugeordnet werden.

Anschlusskabel:

Seriell: Es wird nur das serielle Datenkabel Epson DK234 unterstützt. **Nur das ORIGINALE von Epson.**

Parallel: D-SUB-Stecker 25pol.-Centronics-Stecker

Reine USB Stecker sowie Parallel auf USB Stecker werden **NICHT** unterstützt!

Was ist mit diesem Drucker möglich?

Mit dem TM-U590 Serie können verschiedene Formate (Muster 16, AZH, und opta data) bedruckt werden. In der folgenden Aufzählung, bekommen Sie angezeigt, welche Bereiche über den TM-U590 Serie auf das Rezept gedruckt werden können:

1. Format „Muster 16“, „AZH“ und „opta data“
2. Nur Vorderseite bedrucken
3. Filialstempel (komplette Firmenadresse) auf Rückseite
4. HVM-Nr., PZN-Nr. usw. werden auf das Rezept gedruckt.
5. Abgabedatum drucken
6. Rezept-Nr. (oben oder unten)
7. Firmenname (auf Frontseite)
8. Bezahlt-Kennung für Zuzahlung
9. HVM-Nr. für §302-Abrechnung
10. IK-Nr.
11. Zuzahlung
12. Rabatt pro Position ausweisen
13. Positionspreise = Einzelpreis brutto
14. Positionspreis in Cent
15. Pharmazentralnr. ohne „PZN“
16. LGS drucken (nur bei Format Muster 16 möglich)
17. Positionen sortieren

Was ist mit diesem Drucker nicht möglich?

In der folgenden Aufzählung, bekommen Sie angezeigt, welche Bereiche über den TM-U590 Serie nicht auf das Rezept gedruckt werden können:

1. Format „Altes Format“ und „Österreich-Format“
2. 7-zeiliges Formular
3. LARN drucken
4. Positionen drucken (max. 3)
5. Patienten-Adressblock
6. Nur Endsummenzeile
7. Positionen drucken
8. Artikeltext unterdrücken
9. Betreff drucken
10. Datum drucken
11. NUR Kassenlistenposition drucken
12. Versorgungszeitraum (1. Pos.) drucken